






AIRFamily evolution







INSTRUCCIONES DE USO



INSTRUCCIONES IMPORTANTES; GUÁRDENSE PARA FUTURAS CONSULTAS.

Estimado cliente:

Gracias por haber elegido AirFamily Evolution de PIC Solution, el aparato para aerosolterapia diseñado y fabricado siguiendo las últimas tecnologías.

AirFamily Evolution es un producto sanitario de clase IIa que, nebulizando los fármacos líquidos o en suspensión, permite el suministro de estos por vía área directamente al aparato respiratorio.

La exclusiva ampolla Pic ActiFast Pro suministrada junto con el AirFamily Evolution hace posible la correcta penetración del medicamento en las vías respiratorias, gracias al tamaño de las partículas producidas.

Antes del uso, le recomendamos consultar la breve lista de advertencias que encontrará en este manual, para asegurarse de haber comprendido correctamente el funcionamiento del aparato.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

- A - Mascarilla para adultos
 - B - Mascarilla para niños
 - C - Boquilla
 - D - Horquilla nasal
 - E - Empalme mascarillas, boquilla y horquilla nasal
 - F - Ampolla Pic ActiFast Pro
 - G - Tubo de aire
 - G1 - Filtros
- A, B, C, D, E, F, G y G1 están disponibles como accesorios de repuesto en el kit G1 **REF** 02 038405 200 000

COMPONENTES DEL APARATO

- H - Interruptor de encendido/apagado
- I - Salida de aire comprimido
- L - Cubrefiltro
- M - Soporte para ampolla
- N - Aberturas para el enfriamiento
- O - Cable de conexión a la red eléctrica
- P - Asa de transporte
- Q - Compartimento portaaccesorios

ADVERTENCIAS GENERALES

- Antes de utilizar el aparato, lea atentamente la información incluida en el presente manual, asegurándose de comprenderla. Conserve el manual para futuras consultas.
- Aparato destinado a la aerosolterapia. Siga siempre las indicaciones del médico sobre el tipo de medicamento requerido, la dosis, frecuencia y duración de las inhalaciones. Cualquier uso diferente de aquel para el cual se ha diseñado el aparato debe considerarse impropio y por lo tanto peligroso. PIKDARE S.r.l. declina toda responsabilidad en caso de daños causados por un uso impropio, incorrecto y/o no razonable, o si el aparato se utiliza en instalaciones eléctricas que no cumplan con las normas de seguridad vigentes.
- La falta de energía eléctrica, un problema inesperado o cualquier otro tipo de condición desfavorable, podrían provocar interrupciones en el funcionamiento del aparato y, por tanto, se recomienda dotarse de un dispositivo o de un medicamento (acordado con el médico) que puedan utilizarse como alternativa.
- Cuando extraiga el aparato de su embalaje, asegúrese de que esté completo y sin daños visibles que puedan haberse producido durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica PIC.
- Desenrolle por completo el cable eléctrico antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Un desenrollado no completo del cable eléctrico puede dar lugar al sobrecalentamiento del aparato.
- Mantenga fuera del alcance de los niños las piezas del embalaje (bolsas, caja, etc.), ya que son fuentes potenciales de peligro. Mantenga el aparato fuera del alcance de niños, mascotas y personas con capacidades cognitivas

reducidas.

- Antes de conectar el aparato, verifique que las características correspondan a las de su red de distribución eléctrica. Las características del aparato están impresas en la parte inferior del mismo.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe del aparato y la toma de red, utilice un adaptador que esté certificado conforme a las normativas vigentes del país de uso o solicite la sustitución del enchufe a personal cualificado autorizado por PIKDARE o a personal del Centro de Asistencia PiC.
- Para prevenir recalentamientos y daños al compresor, es necesario apagar el aparato durante al menos 40 minutos cada 20 minutos de funcionamiento.
- ⚠ ¡ADVERTENCIA! Si se vuelve a utilizar el aparato antes de que hayan pasado 40 minutos, se puede provocar el sobrecalentamiento del motor con la consiguiente activación de los dispositivos de protección térmica.
- Para un funcionamiento correcto, cerciúrese de que el filtro de aire esté seco. El cubrefiltro puede extraerse tomando la empuñadura con el pulgar y el índice, y girándolo. ⚠ ¡ADVERTENCIA! Mantenga el cubrefiltro y el filtro fuera del alcance de los niños, ya que son partes pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia por ingesta.
- No utilice el aparato si la atmósfera contiene protóxido de nitrógeno, oxígeno o mezclas anestésicas inflamables con aire.
- Apague el aparato o desconéctelo de la red eléctrica después de cada uso y antes de cargar en él otros medicamentos.
- No llene la ampolla por encima del nivel máximo indicado en la misma y compruebe que todos sus componentes estén correctamente montados.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación lejos de superficies calientes.
- No utilice el aparato en la ducha o en la bañera, en ambientes húmedos, cerca de bañeras, lavabos, fregaderos, ni en cualquier otra situación en la que haya líquidos presentes que puedan entrar en contacto con el aparato.
- No toque nunca el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No deje caer ni sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos. En caso de que suceda desenchufe inmediatamente el enchufe de la toma de corriente, no utilice el aparato y contacte con PIKDARE S.r.l. o con el Centro de Asistencia PiC.
- No bloquee los orificios de ventilación durante el uso.
- No utilice el aparato en caso de somnolencia o cansancio.
- En caso de uso por parte de niños o de personas con discapacidades físicas o mentales, se requiere la atenta vigilancia de un adulto. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. El aparato contiene partes pequeñas que pueden ser ingeridas y el cable puede representar un peligro potencial de estrangulamiento.
- No utilice empalmes ni accesorios no indicados por el fabricante.
- Durante el uso, el aparato debe estar sobre una superficie plana y estable para evitar que se vuelque.
- La superficie de apoyo, durante el uso, debe estar libre de objetos que puedan obstruir el flujo correcto de aire.
- No obstruya con paños u otros elementos los agujeros del cubrefiltro situado en la parte inferior del aparato: esto podría dar lugar al sobrecalentamiento del motor y a una reducción del rendimiento del aparato.
- No vierta líquidos sobre el aparato, especialmente en el cubrefiltro: esto podría provocar la expulsión/nebulización indeseada de los mismos.
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica desenchufándolo de la toma de corriente.
- Si decide dejar de utilizar este aparato, se aconseja inutilizarlo cortando su cable de alimentación, después de haberlo desenchufado de la toma de corriente, y proceder de inmediato con la eliminación tanto del aparato como del cable de conformidad con las normativas vigentes locales y la Directiva 2012/19/UE. Se recomienda además tomar las medidas necesarias para que todas las piezas del aparato que pueden constituir un peligro resulten inofensivas, especialmente para los niños.
- Para la eliminación de los accesorios sujetos a desgaste, consulte la Directiva 2012/19/UE. Para la eliminación del aparato, consulte la Directiva 2012/19/UE.
- Este aparato no puede utilizarse si, después de haber sufrido una caída, alguna de sus partes resulta dañada o deteriorada. En caso de duda, póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica PiC.
- En caso de daños o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo desenchufándolo de la toma de corriente, y póngase en contacto exclusivamente con el Centro de Asistencia Técnica PiC. El cable de alimentación y el fusible indicados en los "Datos técnicos" deben ser sustituidos únicamente por el personal del Centro de Asistencia PiC.
- ⚠ ¡ADVERTENCIA! El enchufe es el elemento que separa el dispositivo de la red eléctrica. Cuando no se está utilizando, para desconectar el aparato de la red eléctrica, apáguelo y desconecte el enchufe de la toma de

corriente. Conecte siempre el enchufe en una toma de corriente de fácil acceso, de manera que resulte fácil desconectarla de la red eléctrica. No intente abrir, reparar ni modificar el aparato.

PREPARACIÓN Y EMPLEO DEL APARATO

- Extraiga el aparato y los accesorios del embalaje.
- Introduzca el medicamento y/o la solución fisiológica en el depósito de la ampolla, respetando las dosis aconsejadas por el médico; vuelva a cerrar la ampolla (MÍN. 2 ml - MÁX. 10 ml).
- Conecte el tubo a la ampolla.
- Conecte la ampolla al accesorio con el que se desea realizar la terapia: Mascarilla para adultos o para niños, horquilla nasal, boquilla (partes montadas) a través del empalme (E). En caso de duda consulte a su médico de cabecera sobre qué accesorio utilizar.
- Conecte el tubo a la salida del aire comprimido y a la ampolla.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Encienda el aparato presionando el botón de encendido/apagado y efectúe la sesión de terapia.
- Durante la terapia se puede apoyar la ampolla sobre el soporte correspondiente.
- Realice el tratamiento mientras está sentado en una posición cómoda. ⚠️ **NOTA:** hay imágenes de las operaciones anteriores en la guía rápida suministrada con el aparato.
- Cuando el flujo del aerosol se vuelve intermitente, interrumpa la terapia durante algunos segundos y deje depositar las gotas de medicamento en suspensión sobre las paredes de la ampolla. Reanude la terapia y finalice la sesión cuando el producto nebulizado deje de salir por la ampolla.
- Al terminar el tratamiento apague el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente, retire el accesorio utilizado y limpie el aparato y los accesorios, tal y como se explica en las instrucciones del apartado Limpieza y Mantenimiento
- El paciente y el operador son la misma persona. Las únicas operaciones que el paciente/usuario puede llevar a cabo de forma segura son aquellas operaciones expuestas en los apartados "Preparación y uso del aparato", "Limpieza y Mantenimiento de la ampolla y de los accesorios".

⚠️ **Advertencia!** ¡No realice operaciones de mantenimiento o reparación en el aparato durante su uso! Cualquier operación de mantenimiento o reparación debe ser llevada a cabo solamente por un Centro de asistencia PIC.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR

⚠️ **Advertencia!** No sumerja ni moje nunca el aparato con agua u otros líquidos. Para la limpieza, utilice exclusivamente un paño suave, limpio y seco.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA AMPOLLA Y DE LOS ACCESORIOS

Retire y separe por completo todos los componentes de la ampolla y sumérgalos en agua hirviendo durante unos 5 minutos.

⚠️ **¡ADVERTENCIA!** No ponga a hervir las mascarillas.

- Aclare los accesorios bajo el grifo (las mascarillas, la boquilla, la horquilla nasal y el tubo).
- Desinfecte en frío con alcohol desnaturalizado las partes que entran en contacto con el paciente.
- Seque cuidadosamente el aparato y todos sus accesorios antes de guardarlo.
- Guarde el aparato y todos sus accesorios en un lugar limpio, fresco y seco, protegido de la luz y de fuentes de calor.
- Nunca use benceno, disolventes u otras sustancias químicas inflamables para limpiarlo.
- Para una mayor seguridad higiénica no utilice los mismos accesorios para más de un paciente; compre un kit para cada usuario (Kit Aerosol 02 038405 200 000).
- Se recomienda limpiar los accesorios y verificar que estén en perfecto estado antes y después de cada uso, y reemplazarlos si presentan daños.

⚠️ **¡ADVERTENCIA!** No deje la horquilla nasal sin vigilancia ya que es una parte pequeña que supone peligro de asfixia por ingesta para los niños.

VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS

Se recomienda verificar periódicamente el estado del filtro. El filtro se ha introducido para proteger el compresor. El mantenimiento correcto del filtro permite prolongar la vida del aerosol. La frecuencia de sustitución de los filtros depende de las condiciones ambientales en las que se utilice el aparato. El filtro se encuentra en la parte inferior del aerosol.

PARA SUSTITUIR EL FILTRO:

- Extraer el cubrefiltro tomando la empuñadura con el pulgar y el índice, y girándolo.

- Quite de su soporte el filtro que se va a sustituir.
- Introduzca con cuidado el nuevo filtro.
- Vuelva a colocar el cubrefiltro empujándolo hasta el fondo mientras lo gira.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No deje el cubrefiltro desmontado ni los filtros sin vigilancia: son partes pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia para niños pequeños en caso de ingesta.

TIPO DE DEFECTO	CAUSA	SOLUCIÓN
Escasa nebulización	Ampolla obstruida	Retirar y desconectar todos los componentes de la ampolla y limpiarlos siguiendo las instrucciones indicadas en el presente manual de instrucciones.
Escasa nebulización	Ampolla obstruida	Si después de la limpieza el problema persiste, sustituya la ampolla.
Falta nebulización	Los componentes de la ampolla no están montados correctamente	Desmonte y vuelva a montar la ampolla; Si el problema persiste, sustituya la ampolla.
Falta nebulización	El compresor no funciona	Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación está desconectado de la toma de corriente; compruebe que el interruptor de encendido/apagado está en la posición de encendido y que la toma de corriente de red funcione.
Nebulización lenta	Medicamento muy denso	Diluya el medicamento como lo indica el fabricante.

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal:	230Vac
Vida útil en condiciones de almacenamiento:	5 años
Potencia absorbida:	140 VA
Frecuencia:	50 Hz
Flujo máximo:	18 ± 4l/min
Fusible:	T1.6A L, 250 V, 5x20 mm
Presión máxima:	2,2±0,6 bar
Presión máxima [internal tubing]:	3 bar
Flujo operativo:	7 ± 2l/min
Condiciones de empleo del aparato:	20 min ON - 40 min OFF a 40 °C
Presión de trabajo:	0,70 ±0,3 bar
ÍNDICE DE NEB:	> 0,34 ml/min
MMAD:	3,08µm ± 0,16 µm
Peso:	1,6 kg
Capacidad de la ampolla:	10 ml máx.; 2 ml mín.
Fración respirable:	71.8% ± 2.21
Vida útil del aparato en servicio:	1000 ciclos/terapias
Nivel de ruido a 50 cm:	63dBA*
Vita útil de los accesorios en servicio:	1 año

* Los datos relativos al ruido se han medido con el aparato nuevo. Los valores pueden variar con el uso a lo largo del tiempo.

La información sobre el rendimiento proporcionada por el fabricante según la norma EN 13544-1 podría no apli-

carse a los fármacos en suspensión o que posean una elevada viscosidad.

EN 60601-1 Aparatos electromédicos - Parte 1: Requisitos generales de seguridad.

EN 60601-1-2 Aparatos electromédicos - Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.

- Norma colateral: Compatibilidad electromagnética.

- Requisitos y ensayos.

EN 13544-1 Aparatos para la terapia respiratoria – Parte 1: Sistemas de nebulización y sus componentes.

Esta sección proporciona información específica sobre la conformidad del producto con la norma EN60601-1-2.

El aerosol Pic es un dispositivo médico eléctrico que requiere precauciones especiales con respecto a la compatibilidad electromagnética, ya que debe ser instalado y puesto en funcionamiento según la información de compatibilidad electromagnética suministrada.

Los aparatos de comunicación RF móviles y portátiles (teléfonos móviles, transmisores-receptores, etc.) pueden interferir con el aparato.

El aerosol Pic está diseñado para el funcionamiento en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario del producto deberá asegurarse de que el aparato se utilice en dicho entorno.

AirFamily Evolution [REF] 02038208000000 está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético con las características especificadas a continuación. El comprador o usuario de AirFamily Evolution [REF] 02038208000000 es responsable de asegurarse de que el aparato se utilice en un entorno que sea conforme con dichas especificaciones.

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas

Fenómeno	Entornos de centros sanitarios profesionales ^{a)}	ENTORNO DOMÉSTICO ^{a)}
EMISIONES de radiofrecuencia conducidas e irradiadas	^{a)}	CISPR 11 Grupo 1 Clase B
Distorsión armónica	IEC 61000-3-2 ^{b)} Clase A	
Fluctuaciones de voltaje/flicker (parpadeo)	DE CONFORMIDAD CON IEC 61000-3-3 ^{b)}	

^{a)} El aparato está destinado a ser utilizado en un entorno doméstico o en entornos de centros sanitarios profesionales y solo puede ser usado en las salas de hospitalización y en los lugares destinados a terapia respiratoria de hospitales o clínicas. Se han considerado y aplicado los límites de aceptación más restrictivos previstos para el grupo 1, clase B (CISPR 11). El aparato es apto para ser utilizado en los entornos anteriormente mencionados, siempre que esté conectado a la red eléctrica pública.

^{b)} El test puede aplicarse en este entorno siempre que el DISPOSITIVO EM y el SISTEMA EM utilizados estén conectados a la RED ELÉCTRICA PÚBLICA y que la alimentación respete lo establecido por la norma básica de referencia en materia de compatibilidad electromagnética (CEM).

Declaración del fabricante y directrices - inmunidad electromagnética - entrada de la carcasa

Fenómeno	Norma de referencia CEM o método de ensayo	Niveles de prueba de inmunidad	
		Entornos de centros sanitarios profesionales	Entorno doméstico
DESCARGA ELECTROSTÁTICA	IEC 61000-4-2	De contacto ± 8 kV En aire ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV	
Campos electromagnéticos por radiofrecuencia irradiados	IEC 61000-4-3	a)	10 V/m b) 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz
Campos cerca de aparatos de comunicación inalámbricos por radiofrecuencia	IEC 61000-4-3	CONFORME NOTA: es posible solicitar más información sobre las distancias de separación entre aparatos de comunicación por radiofrecuencia portátiles y móviles (transmisores) y AirFamily Evolution REF 02038208000000 poniéndose en contacto con PIKDARE S.r.l. en las señas indicadas en este manual. No obstante, se aconseja mantener el aparato electromecánico de aerosolterapia a una distancia segura (de mínimo 0,5 m) de teléfonos móviles u otros aparatos de comunicación de radiofrecuencia, para reducir al mínimo posibles interferencias.	
Campos magnéticos de frecuencia NOMINAL de red.	IEC 61000-4-8	30 A/m c) 50 Hz o 60 Hz	

a) El aparato está destinado a ser utilizado en un entorno doméstico o en entornos de centros sanitarios profesionales y solo puede ser usado en las salas de hospitalización y en los lugares destinados a terapia respiratoria de hospitales o clínicas. En las pruebas de inmunidad se han considerado y aplicado los límites de aceptación más restrictivos.

b) Antes de la modulación.

c) El test presupone una distancia mínima de al menos 15 cm entre el DISPOSITIVO EM o SISTEMA EM y las fuentes de los campos magnéticos a la frecuencia de red.

Declaración del fabricante y directrices - inmunidad electromagnética - puerto de entrada en corriente alterna

Fenómeno	Norma de referencia CEM o método de ensayo	Niveles de prueba de inmunidad	
		Entornos de centros sanitarios profesionales	Entorno doméstico
Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas	IEC 61000-4-4	± 2 kV Frecuencia de repetición de 100 kHz	
Impulsos de voltaje de línea a línea	IEC 61000-4-5	± 0,5 kV, ±1 kV	
Impulsos de voltaje de línea a tierra	IEC 61000-4-5	Dispositivo de clase II o dotado de adaptador de AC/DC de clase II. Prueba no aplicable	
Perturbaciones por conducción inducidas por los campos de radiofrecuencia.	IEC 61000-4-6	3 V ^{a)} 0,15 MHz - 80 MHz 6 V ^{a)} en las bandas ISM comprendidas entre 0,15 MHz y 80 MHz ^{b)} 80 % AM a 1 kHz	
Caídas de tensión.	IEC 61000-4-11	0 % en UT; 0,5 ciclos A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°.	
		0 % en UT; 1 ciclo y 70% en UT; 25/30 ciclos Monofase: a 0°	
Interrupciones de tensión ^{c)}	IEC 61000-4-11	0 % en UT; 250/300 ciclos	

^{a)} Valor eficaz (rms) antes de la modulación.

^{b)} Las bandas de frecuencias desde 0,15 MHz a 80 MHz utilizadas por los aparatos de radiofrecuencia industriales, científicos y médicos (SM) son: 6,765 MHz - 6,795 MHz, 13,553 MHz - 13,567 MHz, 26,957 MHz - 27,283 MHz y 40,66 MHz - 40,70 MHz. Las bandas de radio utilizadas para la actividad de radioaficionado desde 0,15 MHz a 80 MHz son: 1,8 MHz - 2,0 MHz, 3,5 MHz - 4,0 MHz, 5,3 MHz - 5,4 MHz, 7 MHz - 7,3 MHz, 10,1 MHz - 10,15 MHz, 14 MHz - 14,2 MHz, 18,07 MHz - 18,17 MHz, 21,0 MHz - 21,4 MHz, 24,89 MHz - 24,99 MHz, 28,0 MHz - 29,7 MHz y 50,0 MHz - 54,0 MHz.

^{c)} DISPOSITIVO EM con entrada en corriente continua diseñado para ser utilizado con un convertidor AC/DC, probado utilizando un convertidor según las especificaciones del FABRICANTE del DISPOSITIVO EM. EL NIVEL DE LA PRUEBA DE INMUNIDAD ha sido aplicado en la entrada en corriente alterna del convertidor.

LEYENDA DE SÍMBOLOS:



¡Advertencia! Siga las instrucciones de uso

I-O

Encendido - apagado



Dispositivo de clase II

Hz

Frecuencia

IP21

Aparato protegido contra la penetración de sólidos y líquidos. Aparato protegido contra la caída vertical de gotas de agua.

SN

Número de serie



Aparato con parte aplicada de tipo BF

REF

Código de identificación del producto

CE
0068

Cumple con la Directiva MDD 93/42/CEE + 2007/47/CE



Fabricante



Corriente alterna

LOT

Lote

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL APARATO: el segundo par de cifras del número de lote indica el año, y el tercero, el mes. (**LOT** 1016100001; 16 = 2016; 10 = Octubre)

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:



Humedad relativa: 15 % ÷ 85 %



Temperatura: -25 °C ÷ 70 °C

CONDICIONES AMBIENTALES DE EMPLEO:



Humedad relativa: 15 % ÷ 85 %



Temperatura: 5 °C ÷ 40 °C



Presión atmosférica de 70kPa a 106kPa



ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, dirijase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

GARANTÍA

El producto está cubierto por una garantía de 5 años contra cualquier defecto de conformidad en condiciones de uso normales, según lo indicado en el manual de instrucciones.

Por lo tanto, la garantía no será aplicable en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad, remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable.



PIKDARE S.r.l.,
Via Saldarini Catelli 10,
22070 - Casnate con Bernate (CO) - Italia
www.picsolution.com

CE
0068

Made in Italy

Rev. 02_2017
76 038208 000 100 [REF] 02038208000100