


AirProjet plus




CE
0068

1




2




3




4



5



6





INSTRUCCIONES DE USO



INSTRUCCIONES IMPORTANTES; GUÁRDENSE PARA FUTURAS CONSULTAS.

Estimado cliente:

Gracias por haber elegido el AirProjet plus de PicSolution, el aparato de ultrasonidos para aerosolterapia, diseñado y fabricado conforme a la más avanzada tecnología.

El AirProjet plus se origina a partir de una evolución de la tecnología de ultrasonidos que transforma el medicamento en una finísima niebla que se deposita en los pulmones de forma rápida y eficaz. El AirProjet plus es fiable y fácil de usar gracias al exclusivo depósito sellado listo para el uso que **no requiere que se le añada agua durante toda la vida útil del aparato.**

Antes del uso, le recomendamos consultar la breve lista de advertencias que encontrará en este manual, para asegurarse de haber comprendido correctamente el funcionamiento del aparato.

Para efectos prácticos, consulte la Guía Rápida incluida en el envase.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

A – Máscara "AIRSOFT MASK" 2 en 1 para adultos y niños

B - Boquilla

C - Horquilla nasal

D - Tubo corrugado

A, B, C, D están disponibles como accesorios de repuesto en el kit **REF** 02038406100000

A y B están disponibles como piezas de repuesto **REF** 02038040000000

COMPONENTES DEL APARATO

E - Tapón de protección de la boca nebulizadora

F - Tapa del depósito

G - Boca nebulizadora

H - Regulador de flujo

I - Depósito del medicamento

L - Cable desmontable de conexión a la red eléctrica

M - Interruptor de encendido/apagado

ADVERTENCIAS GENERALES

- Antes de utilizar el aparato, lea atentamente la información incluida en el presente manual. Conserve el manual para futuras consultas.
- Aparato destinado a la aerosolterapia. Siga siempre las indicaciones del médico sobre el tipo de medicamento requerido, la dosis, frecuencia y duración de las inhalaciones. Cualquier uso diferente de aquel para el cual se ha diseñado el aparato debe considerarse impropio y por lo tanto peligroso. PIKDARE declina toda responsabilidad en caso de daños causados por un uso impropio, incorrecto y/o no razonable, o si el aparato se utiliza en instalaciones eléctricas que no cumplan con las normas de seguridad vigentes.
- La falta de energía eléctrica, un fallo inesperado o cualquier otro tipo de condición desfavorable, podrían provocar interrupciones en el funcionamiento del aparato, y por tanto, se recomienda dotarse de un dispositivo o de un fármaco (acordado con el médico) que puedan utilizarse como alternativa.
- Cuando extraiga el aparato de su embalaje, asegúrese de que esté completo y sin daños visibles que puedan haberse producido durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica PIC.
- No desmonte nunca el aparato. Cualquier intervención técnica debe ser efectuada por personal autorizado por PIKDARE. Para obtener información, contacte con el Centro de Asistencia Técnica Pic.
- Mantenga fuera del alcance de los niños las piezas del embalaje (bolsas, caja, etc.), ya que son fuentes potenciales de peligro. Mantenga el aparato fuera del alcance de niños, mascotas y personas con capacidades cognitivas reducidas.
- Antes de conectar el aparato, verifique que las características correspondan a las de su red de distribución eléctrica. Las características del aparato están impresas en la parte inferior del mismo.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe del aparato y la toma de red, utilice un adaptador que esté

certificado conforme a las normativas vigentes del país de uso o solicite la sustitución del enchufe a personal cualificado autorizado por PIKDARE S.r.l.

- Para evitar el recalentamiento y daños en el aparato, es necesario apagarlo 30 minutos después de cada 10 minutos de funcionamiento.
- ¡ADVERTENCIA! Si se vuelve a utilizar el aparato antes de que hayan pasado 30 minutos, se puede provocar el recalentamiento del motor con la consiguiente activación del dispositivo interno de protección térmica.
- No utilice el aparato si la atmósfera contiene protóxido de nitrógeno, oxígeno o mezclas anestésicas inflamables con aire.
- Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica después de cada uso, antes de vaciar los restos de medicamento y antes de cargar en él otros medicamentos.
- No llene el depósito con más medicamento del indicado. Respete las cantidades indicadas en los "DATOS TÉCNICOS".
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación lejos de superficies calientes.
- No utilice el aparato en la ducha o en la bañera, en ambientes húmedos, cerca de bañeras, lavabos, fregaderos, ni en cualquier otra situación en la que haya líquidos presentes que puedan entrar en contacto con el aparato.
- No toque nunca el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No deje caer ni sumerja el aparato en agua u otros líquidos. En tal caso, desenchufe el aparato y no vuelva a utilizarlo, y póngase en contacto con técnicos cualificados.
- Si el aparato se moja accidentalmente, desconecte enseguida el enchufe, séquelo bien y si el líquido ha entrado en el aparato, póngase en contacto con el centro de asistencia autorizado PIKDARE.
- No bloquee los orificios de ventilación durante el uso.
- No utilice el aparato en caso de somnolencia o cansancio.
- En caso de uso por parte de niños o de personas con discapacidades físicas o mentales, se requiere la atenta vigilancia de un adulto. El aparato contiene piezas pequeñas que pueden soltarse y ser ingeridas de manera accidental. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. El aparato contiene partes pequeñas que pueden ser ingeridas y el cable puede representar un peligro potencial de estrangulamiento.
- No utilice empalmes ni accesorios no indicados por el fabricante.
- Durante el uso, el aparato debe estar sobre una superficie plana y estable para evitar que se vuelque.
- La superficie de apoyo, durante el uso, debe estar libre de objetos que puedan obstruir el flujo correcto de aire.
- No deje nunca enchufado el cable a la toma de corriente cuando el aparato no esté funcionando o cuando no esté vigilado.
- Antes de realizar cualquier operación de vaciado del medicamento del depósito, limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente.
- Si decide dejar de utilizar este aparato, se aconseja inutilizarlo, después de haberlo desenchufado de la toma de corriente, y proceder de inmediato con la eliminación tanto del aparato como del cable de conformidad con las normativas locales vigentes y con la Directiva 2012/19/EU. Se recomienda además tomar las medidas necesarias para que todas las piezas del aparato que pueden constituir un peligro resulten inofensivas, especialmente para los niños.
- Para la eliminación de los accesorios sujetos a desgaste y del aparato, consulte la Directiva 2012/19/UE.
- Este aparato no puede utilizarse si, después de haber sufrido una caída, alguna de sus partes resulta dañada o deteriorada. En caso de duda, contacte con el Centro de Asistencia Técnica PIC.
- En caso de daños o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo desenchufándolo de la toma de corriente, y póngase en contacto exclusivamente con el Centro de Asistencia Técnica PIC. El fusible indicado en los "Datos técnicos" debe ser sustituido exclusivamente por personal del Centro de Asistencia Técnica PIC.
- ¡ADVERTENCIA! No intente abrir, reparar, alterar ni modificar el aparato.
- No encienda el dispositivo si no hay medicamento en el depósito: el aparato podría sufrir daños.
- No levante la tapa del depósito ni entre en contacto directo con el medicamento durante el funcionamiento del aparato.
- No deje restos de medicamento dentro del depósito. Siga al pie de la letra las instrucciones de la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DE MEDICAMENTO".
- No utilice el aparato en ambientes en los que se hayan empleado sustancias nebulizadas: ventile el ambiente antes de realizar el tratamiento.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas de ventilación
- El enchufe o el conector del cable de alimentación desmontable deben estar al alcance en todo momento

durante el uso, ya que representan el medio de desconexión de la red de alimentación.

- Al terminar el tratamiento apague el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente, retire el accesorio utilizado y limpie el aparato y los accesorios, tal y como se explica en las instrucciones del apartado Limpieza y Mantenimiento;
- El paciente y el operador son la misma persona. Las únicas operaciones que el paciente/usuario puede llevar a cabo de forma segura son aquellas operaciones expuestas en los apartados "Preparación y empleo del aparato", "Limpieza y mantenimiento del compresor", "Limpieza y mantenimiento de la ampolla y de los accesorios".
- ¡Advertencia! ¡No realice operaciones de mantenimiento o reparación en el aparato durante su uso! Las operaciones de mantenimiento o reparación deben ser llevadas a cabo exclusivamente por un Centro de asistencia PIC.

KIT DE ACCESORIOS

El exclusivo kit de accesorios de PicSolution **REF** 02038406100000 cuenta con una sola máscara innovadora y ultrasuave que se adapta al rostro minimizando el desperdicio del medicamento. Estudiada para poder realizar de modo correcto y eficaz la terapia en adultos y niños. En adultos, utilice la máscara cubriendo solamente la boca ya que es el método más eficaz para conducir el flujo directamente a las vías respiratorias inferiores; en niños, gire la máscara 180° y colóquela cubriendo la nariz y la boca, ya que aún no son capaces de coordinar la respiración de modo correcto. El nuevo sistema de acoplamiento entre la boquilla y la máscara conduce directamente el flujo a la boca para garantizar aún más la eficacia. Es posible utilizar la boquilla por separado (sin la máscara).



PREPARACIÓN Y EMPLEO DEL APARATO

- Extraiga el aparato y los accesorios del embalaje o de la bolsa que contiene el aerosol.
- ¡ADVERTENCIA! Revise atentamente la superficie del depósito del medicamento y todos los componentes antes de cada uso. Si presenta daños o roturas, no utilice el aparato y póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica PIC.
- Levante la tapa del depósito del medicamento (F);
- Introduzca el medicamento en el depósito (I), respetando las dosis recomendadas por el médico o el farmacéutico;
- El contenido del depósito no debe superar en ningún momento la marca de referencia que hay en el propio depósito (figura 4).
- La capacidad máxima del depósito del medicamento (I) es de 8 ml; si el volumen de la solución a utilizar es mayor, tendrá que inhalarse en varias sesiones;
- La capacidad mínima del depósito del medicamento (I) es de 3 ml; si el volumen de la solución es inferior, tendrá que diluirse con solución fisiológica, salvo indicaciones en contrario en el prospecto del medicamento;

- Vuelva a cerrar la tapa del depósito y revise que quede bien cerrada;
- Elija el accesorio más adecuado con el que desea realizar la terapia: máscara, boquilla, horquilla nasal (partes aplicadas), en caso de duda, consúltelo con su médico o con el farmacéutico.

Uso del accesorio máscara 2 en 1 para adultos y niños:

- Conecte la máscara (A) a la boquilla (B) y, a continuación, conecte la boquilla al tubo corrugado (D);

Uso del accesorio horquilla nasal:

- Conecte la horquilla nasal (C) al tubo corrugado (D);
- Levante el tapón de protección de la boca (E);
- Conecte el tubo a la boca nebulizadora (G);
- Conecte el cable de alimentación desmontable al aparato;
- Enchufe el cable de alimentación desmontable a la red eléctrica;
- Ponga en funcionamiento el aparato pulsando la tecla del interruptor (M), seleccione el flujo de la terapia aumentándolo o disminuyéndolo a través del regulador de flujo (H) e inicie la terapia en posición sentada y relajada;
- Siga efectuando la inhalación hasta que no haya flujo de salida. Si no está seguro de que el medicamento se ha terminado, interrumpa unos minutos la terapia y reanúdela sucesivamente. Al terminar la terapia quedará en la ampolla de nebulización una pequeña cantidad de solución residual de aproximadamente 0,5 ml;
- El aparato cuenta con un sistema automático que lo apaga 5 minutos después de la puesta en marcha. En caso de que fuese necesario seguir con la terapia, introduzca nuevamente el medicamento en el depósito (I) quitando la tapa (F). Después de volver a colocar la tapa correctamente, encienda de nuevo el aparato pulsando la tecla del interruptor(M).
- ¡ADVERTENCIA! ¡Nunca realice más de dos ciclos consecutivos de 5 minutos! ¡Si ha realizado dos ciclos consecutivos, al terminar el último espere 30 minutos antes de volver a utilizar el aparato! El incumplimiento de estas advertencias puede hacer que se active el dispositivo de protección térmica del aparato.
- Al finalizar el tratamiento o cuando sea necesario apagar el aparato, pulse la tecla del interruptor (M), desconecte el enchufe del cable desmontable de conexión a la red eléctrica (L) de la toma de corriente y retire el accesorio utilizado y el tubo de conexión; limpie el aparato y los accesorios según las indicaciones de la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DEL MEDICAMENTO

Antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento del depósito, apague el aparato (si está encendido) pulsando la tecla del interruptor de encendido (M) y desconecte el enchufe del cable desmontable de conexión a la red eléctrica (L) de la toma de corriente y desconecte el conector del cable desmontable del aparato.

¡Advertencia! No sumerja ni moje nunca el aparato con agua u otros líquidos.

Para limpiar los restos que puedan haber quedado en el depósito del medicamento, utilice únicamente un paño suave, limpio y ligeramente humedecido con agua caliente. Realice una limpieza exhaustiva de todas las superficies del depósito del medicamento (I), y sobre todo de las zonas de intersección. Las operaciones de limpieza deben efectuarse tras cada sesión de terapia. No utilice productos de limpieza que puedan dañar el aparato.

¡ADVERTENCIA! No limpie el depósito con objetos puntiagudos o ásperos.

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice sustancias inflamables para realizar la limpieza y el mantenimiento del depósito del aparato.

Seque cuidadosamente el depósito del medicamento y el aparato antes de guardarlos.

Antes de guardar el aparato cierre el depósito del medicamento con la respectiva tapa, prestando atención a que la boquilla nebulizadora quede cubierta.

Se recomienda limpiar y verificar la integridad del depósito del medicamento antes y después de cada uso, y no utilizar el aparato en caso de que se detecten daños.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS

Separe todos los accesorios que ha utilizado (la máscara, la boquilla, la horquilla nasal y el tubo) y aclárelos bajo el grifo.

¡ADVERTENCIA! No desinfecte la máscara en agua hirviendo. Desinfecte en frío con alcohol desnaturalizado las partes que entran en contacto con el paciente. Se recomienda limpiar los accesorios y verificar que estén en perfecto estado antes y después de cada uso, y reemplazarlos si presentan daños. Seque cuidadosamente el aparato y todos sus componentes antes de guardarlo. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y de fuentes de calor. No lo limpie bajo ninguna circunstancia con benceno, disolventes u otras sustancias químicas inflamables. Para una mayor seguridad higiénica, no utilice los mismos accesorios para más de un paciente; compre un kit para cada usuario (Kit Aerosol de Ultrasonidos **REF** 02038406100000).

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal: 100 -240V~	Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia nominal: 46 VA	Fusible: T 2A - L250 V
Frecuencia de oscilación del transductor: 2,45 MHz \pm 50 KHz	Peso: aproximadamente 0,75 kg
Condiciones de empleo del aparato: 10' ON – 30' OFF	Fracción respirable: 67,8 \pm 2,9%
MMAD: 3,81 \pm 0,18 μ m	Nivel de ruido a 50 cm*: aproximadamente 39 dB
Capacidad máxima del depósito del medicamento: 8 ml	Capacidad mínima del depósito del medicamento: 3 ml
Vida útil del aparato en servicio: 1000 ciclos/terapias	
Vita útil de los accesorios en servicio: 1 año	
Vida útil en almacenamiento: 1 año	

*Los datos de ruido se han medido con el aparato nuevo. Los valores pueden variar con el uso.

La información sobre el rendimiento proporcionada por el fabricante según la norma EN 13544-1 podría no aplicarse a los fármacos en suspensión o que posean una elevada viscosidad.

EN 60601-1 Aparatos electromédicos - Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.
EN 60601-1-2 Aparatos electromédicos - Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.

- Norma colateral: Compatibilidad electromagnética.
- Requisitos y ensayos.

EN 13544-1 Aparatos para la terapia respiratoria - Parte 1: Sistemas de nebulización y sus componentes

Esta sección contiene información específica relativa a la conformidad del producto con la norma EN 60601-1-2. El AirProjet plus es un dispositivo electromédico que requiere precauciones particulares en lo que respecta a la compatibilidad electromagnética, ya que debe ser instalado y puesto en funcionamiento según la información de compatibilidad electromagnética suministrada.

Los aparatos de comunicación RF móviles y portátiles (teléfonos móviles, transmisores-receptores, etc.) pueden interferir con el aparato.

AirProjet plus [REF] 02038204100000 está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético con las características especificadas a continuación. El comprador o usuario de AirProjet plus [REF] 02038204100000 es responsable de asegurarse de que el aparato se utilice en un entorno que sea conforme con dichas especificaciones.

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas

Fenómeno	Entornos de centros sanitarios profesionales ^{a)}	ENTORNO DOMÉSTICO ^{a)}
EMISIONES de radiofrecuencia conducidas e irradiadas	^{a)}	CISPR 11 Grupo 1 Clase B
Distorsión armónica	IEC 61000-3-2 ^{b)} Clase A	
Fluctuaciones de voltaje/flicker (parpadeo)	DE CONFORMIDAD CON IEC 61000-3-3 ^{b)}	

^{a)} El aparato está destinado a ser utilizado en un entorno doméstico o en entornos de centros sanitarios profesionales y solo puede ser usado en las salas de hospitalización y en los lugares destinados a terapia respiratoria de hospitales o clínicas. Se han considerado y aplicado los límites de aceptación más restrictivos previstos para el grupo 1, clase B (CISPR 11). El aparato es apto para ser utilizado en los entornos anteriormente mencionados, siempre que esté conectado a la red eléctrica pública.

^{b)} El test puede aplicarse en este entorno siempre que el DISPOSITIVO EM y el SISTEMA EM utilizados estén conectados a la RED ELÉCTRICA PÚBLICA y que la alimentación respete lo establecido por la norma básica de referencia en materia de compatibilidad electromagnética (CEM).

Declaración del fabricante y directrices - inmunidad electromagnética - entrada de la carcasa

Fenómeno	Norma de referencia CEM o método de ensayo	Niveles de prueba de inmunidad	
		Entornos de centros sanitarios profesionales	Entorno doméstico
DESCARGA ELECTROSTÁTICA	IEC 61000-4-2	De contacto ± 8 kV En aire ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV	
Campos electromagnéticos por radiofrecuencia irradiados	IEC 61000-4-3	^{a)}	10 V/m ^{b)} 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz
Campos cerca de aparatos de comunicación inalámbricos por radiofrecuencia	IEC 61000-4-3	CONFORME NOTA: es posible solicitar más información sobre las distancias de separación entre aparatos de comunicación por radiofrecuencia portátiles y móviles (transmisores) y AirProjet plus [REF] 02038204100000 poniéndose en contacto con PIKDARE S.r.l. en las señas indicadas en este manual. No obstante, se aconseja mantener el aparato electromecánico de aerosolterapia a una distancia segura (de mínimo 0,5 m) de teléfonos móviles u otros aparatos de comunicación de radiofrecuencia, para reducir al mínimo posibles interferencias.	
Campos magnéticos de frecuencia NOMINAL de red.	IEC 61000-4-8	30 A/m ^{c)} 50 Hz o 60 Hz	

a) El aparato está destinado a ser utilizado en un entorno doméstico o en entornos de centros sanitarios profesionales y solo puede ser usado en las salas de hospitalización y en los lugares destinados a terapia respiratoria de hospitales o clínicas. En las pruebas de inmunidad se han considerado y aplicado los límites de aceptación más restrictivos.

b) Antes de la modulación.

c) El test presupone una distancia mínima de al menos 15 cm entre AirProjet plus **REF** 02038204100000 y las fuentes de los campos magnéticos a la frecuencia de red.

Declaración del fabricante y directrices - inmunidad electromagnética - puerto de entrada en corriente alterna

Fenómeno	Norma de referencia CEM o método de ensayo	Niveles de prueba de inmunidad	
		Entornos de centros sanitarios profesionales	Entorno doméstico
Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas	IEC 61000-4-4	± 2 kV Frecuencia de repetición de 100 kHz	
Impulsos de voltaje de línea a línea	IEC 61000-4-5	± 0,5 kV, ±1 kV	
Impulsos de voltaje de línea a tierra	IEC 61000-4-5	Dispositivo de clase II o dotado de adaptador de AC/DC de clase II. Prueba no aplicable. ± 0,5 kV, ±1 kV; ± 2 kV	
Perturbaciones por conducción inducidas por los campos de radiofrecuencia.	IEC 61000-4-6	3 V ^{a)} 0,15 MHz - 80 MHz 6 V ^{a)} en las bandas ISM comprendidas entre 0,15 MHz y 80 MHz ^{b)} 80 % AM a 1 kHz	
Caídas de tensión.	IEC 61000-4-11	0 % en UT; 0,5 ciclos A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°.	
		0 % en UT; 1 ciclo y 70% en UT; 25/30 ciclos Monofase: a 0°	
Interrupciones de tensión ^{c)}	IEC 61000-4-11	0 % en UT; 250/300 ciclos	

^{a)} Valor eficaz (rms) antes de la modulación.

^{b)} Las bandas de frecuencias desde 0,15 MHz a 80 MHz utilizadas por los aparatos de radiofrecuencia industriales, científicos y médicos (SM) son: 6,765 MHz - 6,795 MHz, 13,553 MHz - 13,567 MHz, 26,957 MHz - 27,283 MHz y 40,66 MHz - 40,70 MHz. Las bandas de radio utilizadas para la actividad de radioaficionado desde 0,15 MHz a 80 MHz son: 1,8 MHz - 2,0 MHz, 3,5 MHz - 4,0 MHz, 5,3 MHz - 5,4 MHz, 7 MHz - 7,3 MHz, 10,1 MHz - 10,15 MHz, 14 MHz - 14,2 MHz, 18,07 MHz - 18,17 MHz, 21,0 MHz - 21,4 MHz, 24,89 MHz - 24,99 MHz, 28,0 MHz - 29,7 MHz y 50,0 MHz - 54,0 MHz.

^{c)} DISPOSITIVO EM con entrada en corriente continua diseñado para ser utilizado con un convertidor AC/DC, probado utilizando un convertidor según las especificaciones del FABRICANTE del DISPOSITIVO EM. EL NIVEL DE LA PRUEBA DE INMUNIDAD ha sido aplicado en la entrada en corriente alterna del convertidor.

Solicite a PIKDARE S.r.l., mediante el contacto indicado en este manual, información complementaria sobre las distancias de separación entre los aparatos de radiocomunicación portátiles y móviles y el AirProjet plus **REF** 02038204100000. Se aconseja, de todas formas, mantener el aparato de ultrasonidos para aerosolterapia a una distancia oportuna (de mínimo 1 m) de los teléfonos móviles o aparatos transmisores de radiofrecuencia, para reducir posibles interferencias.

LEYENDA DE SÍMBOLOS:



¡Advertencia! Siga las instrucciones de uso



Dispositivo de clase II

IP21

Aparato protegido contra la penetración de sólidos y líquidos. Aparato protegido contra la caída vertical de gotas de agua.



Aparato con parte aplicada de tipo BF



Cumple con la Directiva MDD 93/42/CEE + 2007/47/CE



Corriente alterna

I-O

Encendido - apagado

Hz

Frecuencia

SN

Número de serie

REF

Código de identificación del producto



Fabricante

LOT

Lote

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL APARATO: el segundo par de cifras del número de lote indica el año y el tercer par indica el mes. (**LOT** 1016100001; 16 = 2016; 10 = Octubre)

CONDICIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL TRANSPORTE:



Humedad relativa: 15 % ÷ 85 %



Temperatura: -20 °C ÷ 70 °C



Presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa

CONDICIONES AMBIENTALES DE EMPLEO:



Humedad relativa: 15 % ÷ 85 %



Temperatura: 5 °C ÷ 40 °C



Presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa



ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones.

Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales.

Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remitase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.



PIKDARE S.r.l.,
Via Saldarini Catelli 10,
22070 - Casnate con Bernate (CO) - Italia
www.picsolution.com



Made in China - Fabricado na China
Fabricado en China - Παράγεται στην Κίνα

Rev. 01_2017

76 038204 100 000 [REF] 02038204100000