

Termómetro para frente por infrarrojos sin contacto



INSTRUCCIONES DE USO

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DEL USO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURA REFERENCIA.

Estimado cliente, ¡gracias por elegir nuestro producto!
 Todos los termómetros de PIC Solution se fabrican utilizando la tecnología más avanzada y se someten a exigentes controles de calidad, de conformidad con la legislación europea, para garantizar la calidad y precisión. No utilizar este dispositivo para tomar decisiones críticas o para aplicaciones de seguridad. En caso de dudas o de una temperatura corporal elevada, consultar con un médico.

- #### INTRODUCCIÓN
- Con una tecnología de infrarrojos, este termómetro toma la temperatura en segundos midiendo el calor generado por la superficie de la piel de la frente u otros objetos. Este producto cumple con las disposiciones de la directiva CE MDD(93/42/CEE). Entre sus ventajas se incluyen:
- 5 funciones en 1: Cuerpo humano/Objeto/Modo nocturno/Alarma de fiebre/30 memorias/Retroiluminación.
 - Modo nocturno. Cambiar al modo nocturno reduce las interferencias del indicador acústico durante el sueño del bebé.
 - Luz LED roja para la alarma de fiebre. Este dispositivo cuenta con una luz LED para advertir al usuario de que sus lecturas están por encima de 38 °C, además del pitido solo en modo Cuerpo humano.
 - Memoria de los últimos 30 valores
 - Pantalla con retroiluminación
 - Función de selección °C/°F
 - Lectura en un segundo
 - Apagado automático para ahorro de energía
 - Indicador de batería baja. Indicaciones del estado de la batería y del rango de medición.
 - Pantalla LCD grande
 - Comodidad y diseño económico. Este es un termómetro clínico «sin contacto» que permite medir la temperatura, diseñado para proporcionar condiciones sanitarias, limpieza y comodidad. El termómetro tan solo tiene que colocarse cerca de la frente del sujeto o el objeto a la distancia que indica el dispositivo.
 - Medición instantánea. Con nuestra tecnología única, los usuarios pueden obtener su temperatura corporal exacta de forma instantánea y precisa.

- #### INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE SU USO
- Al utilizar este producto deben seguirse las instrucciones que figuran a continuación. Si se actúa de forma contraria a estas pueden producirse daños o fallos en la precisión.
- No desmontar, reparar o remodelar el termómetro.
 - Asegúrese de limpiar la lente del termómetro después de cada uso.
 - Evitar un contacto directo de la lente con los dedos.
 - No se permite aplicar modificaciones a este equipo.
 - Se recomienda que el usuario tome tres veces la temperatura. Si son distintas, utilizar la lectura más alta.
 - No exponer el termómetro a temperaturas extremas, altos niveles de humedad o a la luz solar directa.
 - Evitar golpes fuertes o caídas del dispositivo.
 - Antes de la medición, los pacientes y el termómetro deben permanecer en condiciones ambientales constantes durante al menos 30 minutos.
 - Evitar medir la temperatura de una persona hasta que hayan pasado, al menos, 30 minutos tras realizar esfuerzo físico, un baño o una comida.
 - Para proteger el medio ambiente, desechar las pilas gastadas en centros de recogida de residuos adecuados según la normativa local y nacional.
 - No se recomienda desmontar el termómetro.
 - Por favor, usar el termómetro solo según su uso previsto.
 - Sostener con cuidado el dispositivo durante su uso para evitar caídas.
 - Dejar pasar un minuto entre mediciones sucesivas, ya que si estas se toman en un periodo de tiempo muy breve pueden producirse ligeras variaciones. Utilizar en su lugar temperaturas medias.
 - No hay estándares absolutos de temperatura corporal. Mantener registros fiables de la temperatura personal que sirvan de referencia para determinar la fiebre.
 - En cualquier circunstancia, los resultados de la medición de temperatura son SOLO una referencia. Antes de tomar ninguna acción médica, consultar con un médico.
 - Se recomienda calibrar el dispositivo anualmente.



INSTALACIÓN DE LA PILA

Aviso de pila baja:

Cuando el nivel de las pilas baja, el símbolo de aviso de pila baja aparecerá en la pantalla. En estas circunstancias puede seguir usándose el termómetro, pero las pilas deberían sustituirse lo antes posible. Si las pilas se descargan completamente, aparecerá el texto «Lo» en la pantalla junto con el símbolo de la pila baja. En este caso, las pilas deben sustituirse antes de volver a usar el termómetro.

- #### Cómo sustituir las pilas:
- Deslizar suavemente hacia atrás la tapa del compartimento de las pilas.
 - Extraer con cuidado las pilas antiguas y desechar como procede.
 - Insertar pilas nuevas (dos pilas alcalinas de 1,5 V tamaño AAA) según la polaridad correcta.
 - Deslizar la tapa del compartimento de las pilas hasta la posición inicial.
- 

NOTA: Funcionamiento con pilas

- Desechar las pilas lejos de los niños y de fuentes de calor.
- Se recomienda sacar las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- En caso de periodos largos de inactividad, extraer las pilas del dispositivo.
- Las pilas deben desecharse según las políticas medioambientales e institucionales locales.
- Desechar las pilas gastadas según la normativa local aplicable. Nunca desechar las pilas junto con los residuos domésticos.

SELECCIÓN DE GRADOS FAHRENHEIT O CENTÍGRADOS

El termómetro puede mostrar los resultados en grados centígrados (°C) o grados Fahrenheit (°F). Para cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit, con la unidad encendida pulse y mantenga pulsados los botones Human/Objeto y Memory al mismo tiempo. La unidad de medida seleccionada quedará memorizada para las mediciones sucesivas. Lleve a cabo el mismo procedimiento para regresar de °F a °C.



CÓMO SELECCIONAR ENTRE 4 TIPOS DE MODOS DE LECTURA

- Con el dispositivo encendido puede cambiarse el modo de lectura presionando el botón Humano/Objeto. Hay cuatro tipos: Humano, Objeto, Humano/Noche, Objeto/Noche (en orden).
- Los pitidos se desactivan al seleccionar el modo Humano/Noche y Objeto/Noche, y la pantalla LCD muestra el icono de una luna en ambos modos nocturnos.



NOTA: Al presionar el botón se emite un pitido para confirmar que el modo ha sido activado. (Excepto en ambos modos nocturnos)

CONSEJOS PARA MEDIR LA TEMPERATURA HUMANA

- No olvidar que el termómetro debe estar en la habitación donde va a tomarse la medición durante al menos 30 minutos antes de su uso.
- NOTA:**
- Tratar de tomar mediciones en partes del cuerpo que no sean la frente puede producir resultados incorrectos.
 - El paciente debe permanecer en reposo durante la medición.
 - Las lecturas de la temperatura por infrarrojos de la frente equivalen a las lecturas de temperatura oral. En cualquier caso, consultar con un médico.
 - Las lecturas realizadas durante el sueño no deben compararse directamente con las que se toman estando despierto, ya que la temperatura corporal durante el sueño suele ser inferior.
 - No realizar mediciones de temperatura corporal en un rango de 30 minutos después de estar en el exterior, hacer ejercicio o bañarse.

CÓMO MEDIR LA TEMPERATURA CORPORAL HUMANA Realizar una medición

- Presionar el botón Medición para encender el termómetro. El dispositivo ejecuta una auto comprobación y la pantalla LCD muestra brevemente todos sus símbolos. Cuando el dispositivo está preparado aparece «00» en la pantalla y el termómetro pitidos veces.
 - Seleccionar el modo deseado presionando y soltando el botón Humano/Objeto.
- NOTA:**
- Al tomar la temperatura del paciente, cerciorarse de que el termómetro está en modo Humano. El símbolo Humano aparecerá en la pantalla.
 - Si la piel del paciente está cubierta de pelo, sudor o suciedad, limpiar la zona y esperar 10 minutos antes de la medición.
 - Sostener firmemente el termómetro durante la medición y asegurarse de que el paciente no se mueva hasta que esta finalice. El movimiento puede influir en la medición.

CÓMO MEDIR LA TEMPERATURA CORPORAL HUMANA

- Colocar el termómetro 3 cm por debajo del centro de la frente del paciente, con el sensor situado entre sus cejas.



- Presionar y soltar el botón de Medición.
- Mover el dispositivo suavemente más cerca o más lejos de la frente hasta lograr la distancia correcta. (Si la distancia es mayor que la distancia correcta, el icono de la raya en la pantalla se ilumina con un pitido en esta secuencia hasta lograr la distancia correcta).



- NOTA:**
- Cuando el usuario presiona el botón de medición, este flujo de trabajo comienza y tiene 20 segundos para captar la temperatura. Después de 20 segundos, la pantalla cambia al modo de espera.
- Activar la app PIC HEALTH STATION en su smartphone. El Bluetooth® se activará de forma automática.
 - Buscar el termómetro con PIC HEALTH STATION y conectarlo con su dispositivo.
 - Durante la conexión, solo el smartphone que se conectará al dispositivo podrá ejecutar la aplicación PIC HEALTH STATION, o reinicie el smartphone.
 - Si la medición de la temperatura es inferior a 38 °C, aparece una carita sonriente al lado de la lectura. Si la temperatura es de 38 °C o superior, aparece una carita triste y la luz LED ROJA se activa.
 - 30 segundos después de su último uso, el termómetro emitirá un pitido y se apagará de forma automática.



Alarma de fiebre:
 Solo en modo Humano y modo Humano/Noche.

CÓMO CONECTAR EL TERMÓMETRO CON SU SMARTPHONE

- Descargar la app gratuita PIC HEALTH STATION desde Google Play o la AppStore.
 - Activar la app PIC HEALTH STATION en su smartphone. El Bluetooth® se activará de forma automática.
 - Asegurarse de que el termómetro esté encendido.
 - Buscar el termómetro con PIC HEALTH STATION y conectarlo con su dispositivo.
 - Durante la conexión, solo el smartphone que se conectará al dispositivo podrá ejecutar la aplicación PIC HEALTH STATION, o reinicie el smartphone.
 - Si se presenta algún problema durante la conexión, asegurarse de que ningún otro smartphone esté ejecutando PIC HEALTH STATION, o reinicie el smartphone.
- Por favor, tenga en cuenta que el termómetro solo envía datos de temperatura cuando está conectado con su smartphone. El termómetro solo envía datos de temperatura durante la conexión con el smartphone. Cada lectura de la temperatura se transferirá al dispositivo móvil de forma automática.

Cómo medir la temperatura de un objeto o líquido

- Pulsar el botón de encendido para encender el termómetro. La pantalla mostrará todos los símbolos momentáneamente.
- Asegurarse de que el termómetro está en modo Objeto. El símbolo Objeto aparecerá en la pantalla. Para alternar de un modo a otro, pulsar y soltar el botón de modo Humano/Objeto hasta visualizar el símbolo de medición deseado en la pantalla.



- Colocar el termómetro a menos de 3 cm del objeto.



- Pulsar y soltar el botón de Encendido y Medición para mostrar la lectura de la temperatura.
- 30 segundos después de su último uso, el termómetro emitirá un pitido y se apagará de forma automática.

FUNCIÓN MEMORIA

Acceder a la memoria:
 Es posible retomar hasta 30 mediciones almacenadas en la memoria para compartirlas con un profesional de la salud experimentado o un médico.

- Cuando el dispositivo está en funcionamiento, pulsar brevemente el botón «MEM» y a continuación volver a presionarlo para mostrar la última medición acompañada del símbolo «MEM» y a continuación volver a presionarlo para mostrar la última medición acompañada del símbolo «MEM».
- El símbolo «MEM» o el símbolo «MEM» con cada medición almacenada en la memoria para indicar si la temperatura tomada corresponde a una persona o a un objeto.
- Cada vez que se pulsa el mismo botón se accede a una medición previa, hasta «30» y luego otra vez a partir de «1».



Eliminar memoria:

- Con el dispositivo encendido, mantener presionado durante 3 segundos el botón «MEM» para eliminar todas las lecturas.
- Aparecerá «00» en la pantalla y se emitirá un pitido, lo cual significa que todos los datos de la memoria se han eliminado.
- Automáticamente en la medición número 31: Una vez se haya completado el cupo de 30 registros en la memoria, cualquier lectura nueva se guardará con «MEM» y la memoria más antigua se eliminará automáticamente.

NOTA:
 Todas las lecturas se eliminarán, no importa si se han registrado en modo Humano o modo Objeto.

MÉTODO DE VALIDACIÓN DE PRECISIÓN CLÍNICA


Es un termómetro clínico de modo ajustado. La información validada para la precisión clínica en cada modo de ajuste es:

Grupo A1:	$\Delta cb = -0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$, LA=0,18, $\sigma r = \pm 0,08\text{ }^{\circ}\text{C}$
Grupo A2:	$\Delta cb = 0,06\text{ }^{\circ}\text{C}$, LA=0,22, $\sigma r = \pm 0,08\text{ }^{\circ}\text{C}$
Grupo B:	$\Delta cb = -0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$, LA=0,20, $\sigma r = \pm 0,07\text{ }^{\circ}\text{C}$
Grupo C:	$\Delta cb = -0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$, LA=0,18, $\sigma r = \pm 0,07\text{ }^{\circ}\text{C}$

cb: SESGO CLÍNICO
LA: LÍMITES DE CONCORDANCIA
or: REPETIBILIDAD CLÍNICA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Para desinfectar un dispositivo de uso doméstico puede emplearse etanol al 70% o alcohol isopropílico (disponible en farmacias).
- Limpia la sonda de medición después de cada uso. Emplear un paño limpio o un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol al 70%.
- Para limpiar el dispositivo completo, utilizar un paño suave ligeramente humedecido con una solución jabonosa suave. Bajo ninguna circunstancia debe penetrar ningún líquido en el dispositivo. No volver a utilizar el dispositivo hasta que esté completamente seco.



CÓDIGOS DE ERROR

Cuando hay errores de funcionamiento o la medición de la temperatura es incorrecta, aparece un mensaje de error tal y como se describe a continuación.

Pantalla LCD	Causa	Solución
	La temperatura medida es mayor que: 1. Termómetro en modo Humano: 43 °C (109,4 °F) 2. Termómetro en modo Objeto: 100 °C (212,0 °F)	Usar el termómetro solo dentro de los rangos de temperatura especificados. En caso necesario, limpiar la punta del sensor. Si se repite un mensaje de error, contactar con su distribuidor más cercano o con el servicio de atención al cliente.
	La temperatura medida es menor que: 1. Termómetro en modo Humano: 34 °C (93,2 °F) 2. Termómetro en modo Objeto: 0 °C (32 °F)	
	La temperatura de funcionamiento no está en el rango 15 °C ~ 35 °C (59 °F ~ 95 °F)	Operar el termómetro solo dentro de los rangos de temperatura especificados.

ESPECIFICACIONES

- Rango de medición:** Cuerpo humano: 34 °C ~ 43 °C (93,2 °F ~ 109,4 °F)
Objeto: 0 °C ~ 100 °C (32,0 °F ~ 212,0 °F)
Cuerpo humano: $\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{F}$); entre 34 y 43 °C (entre 93,2 y 109,4 °F)
Objeto: $< 40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\geq 40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Precisión de calibrado:** 0,1 °C
- Resolución de pantalla:** Frente
- Zona de medición:** Oído
- Zona corporal de referencia:** Oído
- Ambiente de funcionamiento:** 15 °C ~ 35 °C (59 °F ~ 95 °F) con humedad relativa de hasta el 95 % (sin condensación)
- Almacenamiento / Transporte ambiente:** entre -25 y 55 °C (entre -13 y 131 °F) con humedad relativa de hasta el 95 % (sin condensación)
- Fuente de alimentación:** 2 pilas alcalinas de 1,5 V, tamaño AAA
- Peso:** aprox. 80 g (con pilas)
- Dimensiones:** aprox. 52,4 mm x 44,5 mm x 129,9 mm (LxAnxAI)
- Distancia de funcionamiento:** 3 cm
- Modulo BT:** M4B40A
- Frecuencia:** 2,402 ~ 2,480 GHz
- Rango de potencia de salida:** <4 dBm
- Se recomienda que la precisión sea controlada por el fabricante anualmente.

Los aparatos electromédicos requieren medidas de precaución especiales en relación con la compatibilidad electromagnética (CEM), y deben instalarse y ponerse en funcionamiento según la información CEM.

1. Interferencia electromagnética/de radiofrecuencia (EMC/RFI): Las lecturas pueden verse afectadas si el dispositivo se utiliza dentro de una intensidad de campo electromagnético/de radiofrecuencia de unos 3 voltios por metro, pero el rendimiento del instrumento no se verá afectado de forma permanente. Debe tomarse la precaución de mantener el termómetro a un mínimo de 6 pulgadas de distancia de los transmisores R/C para evitar interferencias de radiofrecuencia.

2. Evitar que el termómetro se sitúe demasiado cerca de objetos que generen mucho calor de forma continua (como una placa calefactora) durante mucho tiempo, pues puede sobrecalentarse.

ThermoDiary HEAD [\[REF\]](#) 02009197100000 está diseñado para el funcionamiento en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El Cliente o el usuario de ThermoDiary HEAD [\[REF\]](#) 02009197100000 debe asegurarse de que se use en un entorno de este tipo.

Guía y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas		
Fenómeno	Entorno de centro sanitario profesional *)	ENTORNO SANITARIO DOMÉSTICO *)
EMISIONES de RF conducidas e irradiadas	*)	CISPR 11 Grupo 1, clase B
Distorsión armónica		No aplicable
Fluctuaciones de tensión de voltaje y flicker (parpadeo)		No aplicable

- *) El equipo es apto para un uso en entornos sanitarios domésticos y profesionales limitado a habitaciones de pacientes y equipos de tratamiento respiratorio en hospitales o clínicas. Se han tenido en consideración y se han aplicado los límites de aceptación más restrictivos del Grupo 1 - Clase B (CISPR 11). El equipo es apto para un uso en los entornos mencionados conectándolo directamente a la red eléctrica pública.
- *) El ensayo no es aplicable en este entorno salvo que el EQUIPO ELECTROMÉDICO y el SISTEMA ELECTROMÉDICO empleados se conecten a la RED ELÉCTRICA PÚBLICA, o si la entrada de alimentación se encuentra en el rango de aplicación de la norma básica CEM.

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética - Entrada de la carcasa			
Fenómeno	Norma EMC básica o método de ensayo	Ensayo de nivel de inmunidad	
		Entorno de centro sanitario profesional	Entorno sanitario doméstico
DESCARGA ELECTROSTÁTICA	IEC 61000-4-2	De contacto $\pm 8\text{ kV}$ En aire $\pm 2\text{ kV}$, $\pm 4\text{ kV} \pm$, $\pm 8\text{ kV}$, $\pm 15\text{ kV}$	
Campos de emisiones de radiofrecuencias	IEC 61000-4-3	a	10 V/m b) 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz
Campos de proximidad de equipos de comunicaciones inalámbricas por radiofrecuencia	IEC 61000-4-3	CONFORME NOTA: Se puede solicitar más información a PIKDARE S.r.l. sobre las distancias que se deberán mantener entre equipos de comunicaciones por radiofrecuencia móviles y portátiles (transmisores) y el ThermoDiary HEAD [REF] 02009197100000 mediante los datos de contacto indicados en el presente manual. No obstante, se aconseja mantener el equipo de aerosol electromecánico a una distancia adecuada, de al menos 0,5 m, de los teléfonos móviles u otros transmisores de comunicaciones por radiofrecuencia con el fin de minimizar posibles interferencias.	
Campos magnéticos de potencia NOMINAL	IEC 61000-4-8	30 A/m *) 50 Hz o 60 Hz	

- *) El equipo es apto para un uso en entornos sanitarios domésticos y profesionales limitado a habitaciones de pacientes y equipos de tratamiento respiratorio en hospitales o clínicas. Se han considerado y aplicado los límites de aceptación de INMUNIDAD más restrictivos.
- *) Antes de aplicarse la modulación.
- *) Este nivel de ensayo considera una distancia mínima de al menos 15 cm entre el EQUIPO ELECTROMÉDICO o SISTEMA ELECTROMÉDICO y las fuentes de frecuencia de red de los campos magnéticos.

	El marcado CE con el número de registro del organismo notificado. Esto indica la conformidad con la Directiva relativa a los productos sanitarios 93/42/CEE.		Información sobre la eliminación del artículo: Si desea desechar este artículo, debe hacerlo de acuerdo con la normativa actual. Esta información puede facilitarla su autoridad local.
	Representante europeo autorizado		Cuidado
	Nombre y dirección del fabricante		Tipo de protección de la parte aplicada contra descargas eléctricas, cuerpo flotante.
	Seguir las instrucciones de uso		SN YYYMMWWXXXX SN Número de serie del producto YY: año M: mes WWW: hoja de trabajo, XXXXX: n.º de serie
	Este producto cumple con los requisitos básicos de seguridad y de rendimiento que se indican en el grado de protección IP22 (protección contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm \varnothing y de mayor envergadura, y contra gotas de agua que caen verticalmente cuando la carcasa se encuentra inclinada hasta 15°).		La marca combinada Bluetooth® Bluetooth® versión v. 4.0
	Límites de temperatura		Código de referencia en el catálogo del producto o número de catálogo.
	Número de lote		Conformidad con la Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, AVITA Corporation declara que el tipo de equipo radioeléctrico REF 02009197100000 es conforme con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 93/42/CEE y la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.avita.com.tw/download/RED_DoC.pdf



ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto deberá separarse de los desechos domésticos para su eliminación al final de su vida útil y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o devolverse al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. Realizar una recogida selectiva adecuada para que el aparato pueda ser reciclado, tratado y eliminado de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el mismo y sobre la salud, y favorece el reciclado de los materiales de los que está compuesto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.



CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA UE 2006/66 CE

El símbolo del contenedor de basura tachado en las pilas o en el paquete del producto indica que, al final de su vida útil, estas no deben desecharse como un residuo urbano. Deben desecharse separadamente de los residuos domésticos, bien depositándolas en un depósito de recogida selectiva concreto para pilas o devolviéndose al vendedor a la hora de comprar pilas similares, recargables o no. Los símbolos químicos Hg, Cd y Pb que aparecen bajo el contenedor de basura tachado indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario es el responsable de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. La correcta eliminación del producto contribuye a minimizar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto. La inadecuada eliminación del producto por parte del usuario ocasiona daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

NOTA:

- La marca Bluetooth® y su respectivo logotipo son marcas registradas de SIG. Inc., por lo que todo uso de los mismos por parte de PIKDARE se realiza bajo licencia.
- La marca Google Play y su respectivo logotipo son marcas registradas de Google Inc.
- La marca Apple y su respectivo logotipo son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es un servicio con marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad, remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

En caso de problemas relacionados con la configuración, el mantenimiento o el uso del aparato, contactar con el distribuidor local o llamar al número 800 900 080 (gratuito en Italia). ¡Advertencia! No realizar tareas de mantenimiento ni reparación del dispositivo.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

MIB Technology Ltd, JPA Brenson Lawlor House, Argyle Square, Morehampton Road, Dublin 4, Ireland.

AVITA Corporation 9F, No.78 Sec.1, Kwang-Fu Rd., San-Chung District, 24158 New Taipei City, Taiwan

Distribuido por:
PIKDARE S.r.l.
Via Saldarini Catelli 10,
22070 - Casnate con Bernate (CO) - Italia

Made in China - Fabricado en China
Fabricado en China - 製造地點: 中國

Rev. 01/2017
76 009197 100 000
[\[REF\]](#) 02009197100000